



Thermo Scientific Variomag Mini Rührer

Artikelbilder

Beschreibung

Variomag Mini Rührer Thermo Scientific Variomag Mini Rührer sind für den Einsatz auf aller kleinstem Raum konzipiert.
Zertifizierung/Konformität: CE Beschreibung: Mini w / Standard- Tele -Modul ; 230 Euro Abmessungen (L x B x H): 12 x 12 x 5cm (0,47 x 0,47 x 0,19 in.) Höhe (angloamerikanisch): 0,19 in. Länge (angloamerikanisch): 0,47 in. Länge (metrisch): 12 mm Steckertyp: Euro Schutzartklasse: IP68 Temperaturbereich (metrisch): -10 ° bis 56 °C (Betriebstemp) Typ: Rührer Gewährleistung und Service: 5 Jahre Gewicht (angloamerikanisch): 0.04 lb. Breite (angloamerikanisch): 0.47 in. Breite (metrisch): 12 mm Fassungsvermögen: 5 L Form: Quadratisch Geschwindigkeit: 130 - 1000rpm Rührpositionen: 1 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1127
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	517940163

