



Thermo Scientific Variomag Mini Rührer

Artikelbilder

Beschreibung

Variomag Mini Rührer Thermo Scientific Variomag Mini Rührer sind für den Einsatz auf aller kleinstem Raum konzipiert.
Zertifizierung/Konformität: CE Beschreibung: Mini 20 w / Tele -Modul 20 C; 100-240V Abmessungen (L x B x H): 12 x 12 x 5cm (0,47 x 0,47 x 0,19 in.) Höhe (angloamerikanisch): 0,19 in. Länge (angloamerikanisch): 0.47 in. Länge (metrisch): 12 mm Steckertyp: Kabel-Set mit verschiedenen Steckern Temperaturbereich (metrisch): -10 ° bis 56 °C (Betriebstemp) Typ: Rührer Gewicht (angloamerikanisch): 0.04 lb. Breite (angloamerikanisch): 0.47 in. Breite (metrisch): 12 mm Fassungsvermögen: 5 L Form: Quadratisch Geschwindigkeit: 130 - 1400rpm Rührpositionen: 1 Spannung: 100 – 240 V Wirkleistung: 0.5/0.1/0.15/0.2w Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1124
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

