



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bühler® Rollenmischer RM 2

2.322,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Beschreibung Platzsparender Rollenmischer mit sanfter Kipp- und Rollbewegung Lieferumfang Basisgerät einschließlich 6 herausnehmbarer Kunststoffrollen und Auffangwanne Technische Daten Schüttelbewegung: rotierend, wippend Schüttelfläche: 200 x 300 mm Abmessung Rollen: 300 x Ø 32 mm Anzahl der Rollen: 6 Stück Max. Beladung: 2 kg Drehzahl: 5 - 80 min⁻¹ (einstellbar in 5er Schritten) Wippwinkel: 3° fix Hub am Rollenende: 15 mm Laufzeit: 0 - 99 h 59 min LED-Anzeige: für Drehzahl und Laufzeit Zulässige Feuchte: ~ 85% nicht kondensierend Umgebungstemperatur: 5°C - 45°C Elektrischer Anschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz Schutzart: IP 21 Wärmeabgabe: approx. 5 W Außenmaße (B x T x H): 244 x 465 x 115 mm Gewicht: 7,3 kg Merkmale: Geeignet für alle gängigen Röhrchengrößen, Flaschen und sonstige Universalgefäße bis 80 mm Durchmesser durch herausnehmbare Rollen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NB-0134
Hersteller (Marke)	Bühler
VGKL Nummer	106168000
Transporttemperatur	Raumtemperatur

