



Krüss® Binokularmikroskop MBL2000-LED

Artikelbilder

Beschreibung

Mit 7 LED-Lampe und Helligkeitsregler 3,6W Power LED ähnlich wie 50W Halogenbirne mit 45°-Schrägeinblick Okulare: 10x Planokulare Objektive: achromatisch 4x/NA 0,10; 10x/NA 0,25; 40x /0,65; 100x/1,25 Öl-Immersion. Größe Objekttisch: 130x140 mm Bewegung Objekttisch: 77x50 mm Beleuchtung: 6 V, 20 W Stromversorgung: 240 V, 20 W, 50/60 Hz Doppellinsen-Abbe-Kondensor N.A. 1,25 mit Irisblende, einschwenkbarem Filterhalter, Höhenverstellung. Glasfilter: Blau, Grün, Gelb

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KS-0350
Hersteller (Marke)	Krüss
VGKL Nummer	106110108

