



Krüss® Trinokularmikroskop MBL2000-T-LED

Artikelbilder

Beschreibung

Mit 45°-Schrägeblick und zusätzlichem Fototubus. Okulare: 10-fach Planokularpaar Objektive: achromatisch 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 Öl-Immersion. Stabiles Metallgehäuse mit koaxialem Fein- und Grobtrieb mit einstellbarem Endanschlag. Größe Objektisch: 130x140 mm Bewegung Objektisch: 77x50 mm Eingebaute LED Beleuchtung Helligkeitsregelung. Doppellinsen-Abbe-Kondensator N.A. 1,25, mit Irisblende, einschwenkbarem Filterhalter. Filter: blau, grün, gelb. Netzteil 230 V 50/60 Hz

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KS-0357
Hersteller (Marke)	Krüss
VGKL Nummer	106110110

