



Zeiss® Mikroskop Primovert iLED

Artikelbilder

Beschreibung

Zeiss Mikroskop Primovert iLED mit Auflicht-Fluoreszenz 470 nm, Durchlicht-Hellfeld und Phasenkontrast mit Objektiven 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph2, Kondensor 0,4 und UV-Schutzplatte , Zeiss-Nr.: 491207-0006-000 (4912070006000)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CZ-0475
Hersteller (Marke)	Zeiss

