



Asecos® Entlüftungsmodul Wandmont., mit Abluftüberwachung

Artikelbilder



Beschreibung

Entlüftungsaufsatz B x T x H (mm): 200 x 400 x 200 Information/Gruppe: mit Abluftüberwachung, zur Wandmontage
Material/Farbe/Beschreibung: Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 Modell: geeignet für Schränke S-LINE / Q-LINE / G-LINE alte
Artikelnummer: HF.EA.15575. Lieferart: inkl. Lieferung frei Haus Deutschland (Festland)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	AS-0347
Hersteller (Marke)	Asecos

