



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bürkle® Dosierpumpe Dosi-Pump, 30 ml/Hub, feststehend

27,40 € Ab

20,75 €

zzgl. MwSt &

Versand

Product Images



Beschreibung

Standard Dosierung ca. 30 ml pro Hub, die Pumpe hat einen feststehenden Auslauf. Dosierpumpen geeignet für Fässer, Kanister, Ballons oder Flaschen, zum Dosieren von Flüssigkeiten verschiedener Viskosität. Die Dosierpumpen werden von Ihnen in Ihren vorhandenen Behälterverschluss montiert (siehe Tabelle Aufnahmebohrung). Dafür wird ein entsprechendes Loch in den Verschluss gebohrt, die Pumpe durchgesteckt und von unten gegen geschraubt. Ein passender Behälteranschluss mit Aufnahmebohrung ist im Lieferumfang nicht enthalten. Mediumsberührte Teile aus PP, PE und Edelstahl

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | KL-1100 |
| Hersteller (Marke) | Bürkle |
| VGKL Nummer | 100457031 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

