



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**VACUUBRAND® Chemie-Pumpstand PC 520
select, mit MZ 2C NT, 230V / 50-60Hz, CEE
Netzkabel**

**7.280,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

--- Vakuum-Controller VACUU-SELECT mit grafischer Bedienoberfläche vereinfacht die Arbeit im Labor --- vordefinierte Anwendungen ersparen Zeit und bringen reproduzierbare Ergebnisse --- einfach zu bedienender Anwendungsektor ermöglicht eigene Prozessabläufe --- leistungsfähige Vakuumpumpe mit hervorragender Chemikalien- und Kondensatverträglichkeit --- PC 520 select für den parallelen Betrieb zweier Anwendungen mit elektronischer Regelung -- Max. Saugvermögen 50/60 Hz (m³/h): 2.0/2.3 --- Endvakuum (abs.) (mbar): 7 --- Endvakuum (abs.) mit Gasballast (mbar): 12 --- Vakuum-Controller: VACUU-SELECT --- Anschluss Saugseite: 2 x Schlauchwelle DN 8-10 mm --- Anschluss Druckseite: Schlauchwelle DN 8-10 mm --- Anschluss Kühlwasser: 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm --- Abmessungen (L x B x H), ca. (mm): 435x243x457 --- Gewicht, ca. (kg): 17.7 --- Nennspannung / Netzfrequenz: 230 V/50-60 Hz --- Stecker: CEE --- Motor-Nennleistung (kW): 0.18 --- Lieferumfang: Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VZ-1568
Hersteller (Marke)	VACUUBRAND
VGKL Nummer	101873350
Transporttemperatur	Raumtemperatur

