



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bürkle® Fasspumpe Edelstahl-Auslaufbogen, 36 cm, 190ml/Hub

266,35 € Ab

225,90 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Fasspumpe Edelstahl mit Auslaufbogen. Die Bürkle Fasspumpe aus Edelstahl (1.4301) eignet sich für das Abfüllen von brennbaren und leichtentzündlichen Flüssigkeiten. Die Fasspumpe ist elektrisch leitfähig und erfüllt somit in Verbindung mit dem Antistatik-Set die Anforderungen beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten. Die PTFE-Dichtungen gewährleisten einen dauerhaften und wartungsfreien Einsatz. Pumpleistung je nach Pumpenlänge ca. 9 bis 22 l/min. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht es, die Fasspumpe an unterschiedlichste Anforderungen anzupassen. Auslaufbogen abschraubbar Tauchrohr Ø 32 mm Nicht für Aceton geeignet! Achtung! Beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten müssen Fass und Pumpe geerdet sein! Antistatik-Set verwenden!

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-1081
Hersteller (Marke)	Bürkle
VGKL Nummer	290513000
Transporttemperatur	Raumtemperatur

