



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bürkle® Fasspumpe Ultrarein PTFE mit Schlauch und Hahn, 40cm

556,30 € Ab
504,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Fasspumpe mit flexiblem Auslaufschlauch aus PTFE, Länge 1,2 m und Absperrhahn aus PVDF. Durch die hohe chemische Beständigkeit der mediumsberührten Werkstoffe PTFE und FEP können mit dieser Fasspumpe auch Flüssigkeiten abgefüllt werden, die herkömmliche Werkstoffe wie PP oder PVC angreifen (außer elementarem Fluor). Die Fasspumpe ist auch für das Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten geeignet. Der Absperrhahn verhindert den Austritt gesundheitsgefährdender Dämpfe und das Nachtropfen von Flüssigkeit nach dem Abfüllen. Tauchrohr Ø 32 mm Alle Ventile sind aus massivem PTFE/PVDF gefertigt Spitzenqualität – 3 Jahre Gewährleistung Fassverschraubungen für handelsübliche Behälter als Zubehör erhältlich

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-2147
Hersteller (Marke)	Bürkle
VGKL Nummer	100455640
Transporttemperatur	Raumtemperatur

