



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bürkle® Hebelpumpe Kompakt, 500ml/Hub, 2" BSP, 100 cm

83,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kompakte, selbstansaugende Hebelpumpe aus Polypropylen, geeignet für leichte Säuren und Laugen. Das Teleskoprohr der Hebelpumpe ist stufenlos ausziehbar bis 100 cm, es ist somit einsetzbar für 50 – 200-l-Fässer. Polypropylen, Dichtungen aus NBR Förderleistung bis zu ca. 500 ml pro Hub Auslaufbogen um 360° drehbar Mit integrierter Fassverschraubung für G2“ Gewinde Achtung! "Liste der chemischen Beständigkeiten" beachten!

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-1107
Hersteller (Marke)	Bürkle
Transporttemperatur	Raumtemperatur

