



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bürkle® Hebelpumpe, blau, Kolbenstange verzinkt

40,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Hebelpumpe besteht aus Polypropylen mit einer Kolbenstange aus verzinktem Stahl und Dichtungen aus FKM. Mit dieser manuellen Hebelpumpe lassen sich ohne großen Kraftaufwand bedarfsgerechte Mengen aus Fässern entnehmen. Ideal für den gelegentlichen Gebrauch. Einsatzbereiche der Hebelpumpe: Wasser, Schmierstoffe, leichte Öle, sowie wasserbasierte Chemikalien und leichte Säuren und Laugenlösungen. Mit integrierter Fassverschraubung für 1 1/4" und 2" Feingewinde Förderleistung 350 ml pro Hub Eintauchtiefe stufenlos variabel von 65–90 cm "Liste der Chemischen Beständigkeiten" beachten!

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-1109
Hersteller (Marke)	Bürkle
Transporttemperatur	Raumtemperatur

