



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Bürkle® Laborpumpe mit Netzbetrieb, PP/PVC, 100cm, 75l/min

**1.139,34 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Leichte und leistungsstarke Pumpe zum Abfüllen wässriger Medien bis 300 mPas aus Kanistern, Fässern und enghalsigen Behältern ab 32 mm Öffnungsdurchmesser. PP Spritzwassergeschützter Motor 230 V/200 W (IP44) Integrierter Sicherheitstaster als Ein-/Ausschalter Dichtungsloses Pumpwerk für Säuren und Laugen Gewindeanschluss 1" mit Schlauchtülle 3/4" Inkl. 1,5 m PVC Schlauch 3/4", PP-Füller und Aufhängevorrichtung Achtung! "Liste der chemischen Beständigkeiten" beachten!

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KL-1129
Hersteller (Marke)	Bürkle
Transporttemperatur	Raumtemperatur

