



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bürkle® Laborpumpe mit Netzbetrieb, PP/PVC, 70 cm, 75l/min

1.056,35 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Leichte und leistungsstarke Pumpe zum Abfüllen wässriger Medien bis 300 mPas aus Kanistern, Fässern und enghalsigen Behältern ab 32 mm Öffnungsdurchmesser. PP Spritzwassergeschützter Motor 230 V/200 W (IP44) Integrierter Sicherheitstaster als Ein-/Ausschalter Dichtungsloses Pumpwerk für Säuren und Laugen Gewindeanschluss 1" mit Schlauchtülle 3/4" Inkl. 1,5 m PVC Schlauch 3/4", PP-Füller und Aufhängevorrichtung Achtung! "Liste der chemischen Beständigkeiten" beachten!

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-1128
Hersteller (Marke)	Bürkle
Transporttemperatur	Raumtemperatur

