



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bürkle® OTAL Handpumpe V2A, Rohr-Ø 18 mm, Förderl. 26l/min

149,00 € Ab
129,05 €
**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

OTAL® Handpumpe mit Förderrohren aus Edelstahl (1.4301) für schwer entzündliche Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AIII (VbF). Für ätzende Medien OTAL® Handpumpe PP oder PVDF verwenden. Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen der Handpumpe an die Behälterhöhe an. Dadurch ist eine gute Restentleerung gewährleistet und die Handpumpe kann für verschiedene Behälter verwendet werden. Besonders kompakte, platzsparende Handpumpe Gute Förderleistung Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, für Behälteröffnungen von 30–70 mm Ø Achtung! "Liste der chemischen Beständigkeiten" beachten!

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | KL-0566 |
| Hersteller (Marke) | Bürkle |
| VGKL Nummer | 290524328 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

