



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



WELCH® Vakuum -/Druck Pumpe 2567, 83 l/min, 80, mbar

1.345,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Kolbenpumpe 2567 ist ideal zum Pumpen von Wasserdampf, und ebenso für Vakuumöfen mit Vakuumanforderungen bis 80 mbar. Die Pumpe liefert ein kontinuierliches, zuverlässiges und hohes Vakuum. Sie ist leicht und kompakt. Der ölfreie Betrieb der Pumpe erfordert wenig Wartung und wird mit einer Flüssigkeitsfalle und einem montierten Vakuummeter geliefert. Hinweis: Nicht empfehlenswert für organische, saure und basische Dämpfe

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WL-0830
Hersteller (Marke)	WELCH
Transporttemperatur	Raumtemperatur

