



KNF® Vakuumsystem SC 820

Artikelbilder



Beschreibung

Vakuumpumpsystem SC 820 - Förderrate 1,2 m³/h / Endvakuum 8 mbar abs. - Vakuumsystem bestehend aus chemiefester Membran-Vakuumpumpe, Basisplatte, Kondensator, Abscheider und Vakuumcontroller Technische Daten Anwendung Rotationsverdampfung Förderrate (m³/h) bei atm. Druck 1,2 Endvakuum (mbar abs.) 8 Betriebsüberdruck (bar) 1 Schlauchanschlüsse (mm) pneumatisch:

ID10 Kühlmittel: ID8 Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur +5 ... +40 °C Gewicht (kg) 16,0 Abmessungen B x H x T (mm) 289 x 506 x 397 Material Pumpenkopf PTFE Membrane PTFE-beschichtet Ventile FFPM Zubehör Kühlmittelventil - G1/2, ID8 Bestell-Nr. 045075 Zubehör (optional) Vakuumchemieschlauch ID 10mm (Abgabe in ganzen Metern): 028187 Vakuumchemieschlauch ID 6mm (Abgabe in ganzen Metern): 055535 Kleinflansch (in Verbindung mit Vakuumschlauch): 045419

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KF-0138
Hersteller (Marke)	KNF
VGKL Nummer	566240620

