



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Handbetriebene Unterdruckpumpen ohne Manometer

166,20 € Ab

133,75 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Nalgene Handbetriebene Unterdruckpumpen ohne Manometer Thermo Scientific Nalgene Handbetriebene Unterdruckpumpen ohne Manometer werden aus PVC hergestellt. Beschreibung: Reparierbare, handbetriebene Unterdruckpumpen Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 4 Max. Vakuum: (635 mm) Hg (25 in.) Flussrate: 15 cc Typ: Vakuumpumpe Zur Verwendung mit: 6132-2000 Repair Kit Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1695
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	398761311
Transporttemperatur	Raumtemperatur

