



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**VACUUBRAND® Chemie-Pumpstand PC 610
select mit MD 4C NT, 230V / 50-60Hz, CEE
Netzkabel**

**6.960,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

--- Vakuum-Controller VACUU-SELECT mit grafischer Bedienoberfläche vereinfacht die Arbeit im Labor --- vordefinierte Anwendungen ersparen Zeit und bringen reproduzierbare Ergebnisse --- einfach zu bedienender Anwendungsektor ermöglicht eigene Prozessabläufe --- erfüllt erhöhte Laborvakuumanforderungen für die meisten hochsiedenden Lösemittel --- ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch effiziente Lösemittelrückgewinnung --- Max. Saugvermögen 50/60 Hz (m³/h): 3.4/3.8 --- Endvakuum (abs.) (mbar): 1.5 --- Endvakuum (abs.) mit Gasballast (mbar): 3 --- Vakuum-Controller: VACUU-SELECT --- Anschluss Saugseite: Schlauchwelle DN 8-10 mm --- Anschluss Druckseite: Schlauchwelle DN 8-10 mm --- Anschluss Kühlwasser: 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm --- Abmessungen (L x B x H), ca. (mm): 419x243x457 --- Gewicht, ca. (kg): 20.4 --- Nennspannung / Netzfrequenz: 230 V/50-60 Hz --- Stecker: CEE --- Motor-Nennleistung (kW): 0.25 --- Lieferumfang: Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VZ-1644
Hersteller (Marke)	VACUUBRAND
Transporttemperatur	Raumtemperatur

