



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**VACUUBRAND® Chemie-Pumpstand PC 611  
select, mit MD 4C NT, 230V / 50-60Hz, CEE  
Netzkabel**

**7.290,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

--- Vakuum-Controller VACUU-SELECT mit grafischer Bedienoberfläche vereinfacht die Arbeit im Labor --- vordefinierte Anwendungen ersparen Zeit und bringen reproduzierbare Ergebnisse --- einfach zu bedienender Anwendungsektor ermöglicht eigene Prozessabläufe --- erfüllt erhöhte Laborvakuumanforderungen für die meisten hochsiedenden Lösemittel --- PC 611 select für den parallelen Betrieb zweier Anwendungen --- Max. Saugvermögen 50/60 Hz (m<sup>3</sup>/h): 3.4/3.8 --- Endvakuum (abs.) (mbar): 1.5 --- Endvakuum (abs.) mit Gasballast (mbar): 3 --- Vakuum-Controller: VACUU-SELECT --- Anschluss Saugseite: Schlauchwelle DN 8-10 mm --- Anschluss Druckseite: Schlauchwelle DN 8-10 mm --- Anschluss Kühlwasser: 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm --- Abmessungen (L x B x H), ca. (mm): 435x243x457 --- Gewicht, ca. (kg): 20.6 --- Nennspannung / Netzfrequenz: 230 V/50-60 Hz --- Stecker: CEE --- Motor-Nennleistung (kW): 0.25 --- Lieferumfang: Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VZ-1654
Hersteller (Marke)	VACUUBRAND
Transporttemperatur	Raumtemperatur

