



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



VACUUBRAND® VARIO Chemie-Pumpstand PC 3001 VARIO select TE

5.820,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

--- Vakuum-Controller VACUU-SELECT mit grafischer Bedienoberfläche und vordefinierten Vakuumprozessen vereinfacht die Arbeit im Labor --- automatische Siedepunkterkennung und Anpassung des Vakuums für kurze Prozesszeiten --- äußerst kompakt und leistungsfähig, sehr gutes Endvakuum auch mit geöffnetem Gasballastventil --
- sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb --- ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch niedrigen Energieverbrauch und effiziente Lösemittelrückgewinnung --- Max. Saugvermögen 50/60 Hz (m³/h): 2.0/ --- Endvakuum (abs.) (mbar): 2.0 --- Endvakuum (abs.) mit Gasballast (mbar): 4 --- Vakuum-Controller: VACUU-SELECT --- Anschluss Saugseite: Schlauchwelle DN 6-10 mm --- Anschluss Druckseite: Schlauchwelle DN 8-10 mm --- Abmessungen (L x B x H), ca. (mm): 301x341x493 --- Gewicht, ca. (kg): 8.7 --- Nennspannung / Netzfrequenz: 200-230 V/50-60 Hz --- Stecker: CEE --- Motor-Nennleistung (kW): 0.16 --- Lieferumfang: Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VZ-1440
Hersteller (Marke)	VACUUBRAND
Transporttemperatur	Raumtemperatur

