




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



VACUUBRAND® VARIO Chemie-Pumpstand PC 3004 VARIO select

7.670,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

--- Vakuum-Controller VACUU-SELECT mit grafischer Bedienoberfläche und vordefinierten Vakuumprozessen vereinfacht die Arbeit im Labor --- automatische Siedepunkterkennung und Anpassung des Vakuums für kurze Prozesszeiten --- leistungsfähige Vakuumpumpe erfüllt Laborvakuumanforderungen für die meisten hochsiedenden Lösemittel --- unübertroffene Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten --- ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch niedrigen Energieverbrauch und effiziente Lösemittelrückgewinnung --- Max. Saugvermögen 50/60 Hz (m³/h): 4.6/ --- Endvakuum (abs.) (mbar): 1.5 --- Endvakuum (abs.) mit Gasballast (mbar): 3 --- Vakuum-Controller: VACUU-SELECT --- Anschluss Saugseite: Schlauchwelle DN 8-10 mm --- Anschluss Druckseite: Schlauchwelle DN 8-10 mm --- Anschluss Kühlwasser: 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm --- Abmessungen (L x B x H), ca. (mm): 419x243x457 --- Gewicht, ca. (kg): 21.1 --- Nennspannung / Netzfrequenz: 200-230 V/50-60 Hz --- Stecker: CEE --- Motor-Nennleistung (kW): 0.53 --- Lieferumfang: Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VZ-1676
Hersteller (Marke)	VACUUBRAND
Transporttemperatur	Raumtemperatur

