



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



WELCH® Membranpumpe MP 2401 E 230V 50/60Hz

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Saugvermögen 50/60 Hz 258/283 l/min Motorleistung 370/440 W Saug-/Druckstutzen Kleinflansch DN 16 KF Option Gasballastventil

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WL-0234
Hersteller (Marke)	WELCH
VGKL Nummer	569241532
Transporttemperatur	Raumtemperatur

