



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



WELCH® Membranpumpe MP 901 Z 230V 50/60Hz

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Saugvermögen 50/60 Hz 113/125 l/min Motorleistung 370 W Saugstutzen Kleinflansch DN 16 KF Druckstutzen Schlauchwelle DN 8 für Schlauchinnendurchmesser 8 mm Option Gasballastventil, Schlauchwelle DN 8

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WL-0225
Hersteller (Marke)	WELCH
VGKL Nummer	569240322
Transporttemperatur	Raumtemperatur

