



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hirschmann® rotarus smart 30 Set mit PKF 60-16-3, DC-Motor, 10-350 1/min, IP 43, weiß

2.077,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

rotarus® smart 30 Schlauchpumpen-Set mit Pumpenkopf PKF 60-16-3, DC-Motor, 10-350 l/min, IP 43, weiß. Exakte Förderpumpe mit wirtschaftlichem Pumpenkopf aus langlebigem PPS Kunststoff für einfaches Schlaucheinlegen durch Entriegeln des Pumpenkopfs oder zur Verwendung mit stabilen Schlauchkassetten und Schraube zum Feinjustieren der Förderleistung bei dem Mehrkanal-Kopf. Ideal für das Fördern von Medien mit niedriger Viskosität. Die Drehzahl und die wichtigsten Parameter sind direkt am Gehäuse auf einem TFT Touchscreen programmierbar. Im Lieferumfang enthalten sind die rotarus® smart 30 Pumpe inklusive Pumpenkopf und entsprechendem Adapter-Set, Netzteil mit EU, UK, US Adapter und Taster-Schnittstelle.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1906
Hersteller (Marke)	Hirschmann
VGKL Nummer	103713260
Transporttemperatur	Raumtemperatur

