



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hirschmann® rotarus smart 30, Förderpumpe, weiss, IP 43

1.849,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

rotarus® smart 30, exakte Förderpumpe mit DC-Motor, Drehzahlbereich 10–350 U/min. Ideal für die Förderung von Medien niedriger Viskosität. Drehzahl ist direkt am Gerät programmierbar. Die wichtigsten Parameter lassen sich mit dem Bedienfeld am Gehäuse einfach und schnell einstellen. Lieferumfang: rotarus® smart 30, externes Netzteil, Anschlusskabel für EU, UK, US, Tasterschnittstelle.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1405
Hersteller (Marke)	Hirschmann
VGKL Nummer	103701132
Transporttemperatur	Raumtemperatur

