



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hirschmann® rotarus smart 40 Set mit PKF 60-24-3, DC-Motor, 3-200 1/min, IP 43, weiß

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

rotarus® smart 40 Schlauchpumpen-Set mit Pumpenkopf PKF 60-24-3, DC-Motor, 3-200 l/min, IP 43, weiß. Exakte Förderpumpe mit wirtschaftlichem Pumpenkopf aus langlebigem PPS Kunststoff für einfaches Schlaucheinlegen durch Entriegeln des Pumpenkopfs. Mit 2-stufigem Planetengetriebe untersetzt und somit ideal auch für das Fördern von Medien mit höherer Viskosität. Die Drehzahl und die wichtigsten Parameter sind direkt am Gehäuse auf einem TFT Touchscreen programmierbar. Im Lieferumfang enthalten sind die rotarus® smart 40 Pumpe inklusive Pumpenkopf und entsprechendem Adapter-Set, Netzteil mit EU, UK, US Adapter und Taster-Schnittstelle.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1908
Hersteller (Marke)	Hirschmann
VGKL Nummer	103723261
Transporttemperatur	Raumtemperatur

