



Thermo Scientific Orion AQ3700 AQUAfast-Photometer

Artikelbilder

Beschreibung

Orion AQ3700 AQUAfast-Photometer Das Thermo Scientific Orion AQ3700 AQUAfast- Photometer bietet ein breites Sortiment an vorprogrammierten Methoden für alle Ihre Testanforderungen. Zertifizierung/Konformität: FCC Teil 15; CE Zur Verwendung mit (Geräte): AQ3700 Colorimeter Incident Light Source: 6 Light Emitting Diodes Beschreibung: Replacement 13mm adapter Länge (angloamerikanisch): 0,5 Zoll Lagerungsbedingungen: 5 ° bis 40 ° C Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3181
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

