



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Krüss® Automatisches Polarimeter P8000-P

**13.977,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

mit interner Peltier-Temperierung. Skalen: Optische Rotation, spezifische Rotation, Int. Zuckerskala Konzentration: benutzerdefiniert Messbereiche:  $\pm 90^\circ$ ; 259  $^\circ\text{Z}$ ; 0-99,9 g/ml Auflösung: 0,001 $^\circ$ ; 0,01  $^\circ\text{Z}$ ; 0,1 g/ml Genauigkeit:  $\pm 0,003^\circ$ ; 0,01  $^\circ\text{Z}$ ; 0,005 g/ml Messzeit  $\pm 90^\circ$ : ca 1 s Wellenlänge: 589 nm Temperaturmessung: 0-99,9  $^\circ\text{C}$  Temperaturgenauigkeit:  $\pm 0,2^\circ\text{C}$  Kalibrierung: Automatisch (menügeführt) Display: LCD 5,7" 320x240 Pixel Bedienung: Touchscreen Messwertspeicher: 999 Messungen Schnittstellen: RS-232, USB, Ethernet Betriebsspannung: 100-250 V; 50/60 Hz Reinigung: Spül- und Trockenmodul Lieferumfang: Polarimeterröhren PRG-100-E und PRG-200-E, jedoch ohne temperierbare Röhre. Maße (BxHxT): 64,5x20x36 cm ICUMSA-konform

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KS-0386
Hersteller (Marke)	Krüss
VGKL Nummer	106118004
Transporttemperatur	Raumtemperatur

