



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Krüss® Automatisches Polarimeter P8100

15.328,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Skalen: Optische Rotation, spezifische Rotation, Int. Zuckerskala Konzentration: benutzerdefiniert Messbereiche: $\pm 90^\circ$; 259°Z ; $0\text{--}99,9\text{ g/ml}$ Auflösung: $0,001^\circ$; $0,01^\circ\text{Z}$; $0,1\text{ g/ml}$ Genauigkeit: $\pm 0,002^\circ$; $0,01^\circ\text{Z}$; $0,005\text{ g/ml}$ Messzeit $\pm 90^\circ$: ca 1 s Wellenlänge: 589 nm Temperaturmessung: $0\text{--}99,9^\circ\text{C}$ Temperaturgenauigkeit: $\pm 0,2^\circ\text{C}$ Kalibrierung: Automatisch (menügeführt) Display: LCD 5,7" 320x240 Pixel Bedienung: Touchscreen Messwertspeicher: 999 Messungen Schnittstellen: RS-232, USB, Ethernet Betriebsspannung: 100-250 V; 50/60 Hz Reinigung: Spül- und Trockenmodul Lieferumfang: Polarimeterröhren 100 und 200mm Maße (BxHxT): 64,5x20x36 cm ICUMSA-konform

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KS-0389
Hersteller (Marke)	Krüss
VGKL Nummer	106118102
Transporttemperatur	Raumtemperatur

