



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Krüss® Automatisches Polarimeter Skalen: Optische Rotation, Spezifische Rotation

**11.989,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Automatisches Polarimeter Skalen: Optische Rotation, Spezifische Rotation, Int. Zuckerskala, Konzentration, Benutzerdefiniert Messbereiche:  $\pm 90^\circ$ ; 259  $^\circ\text{Z}$ ; 0–99,9 g/100 ml Auflösung: 0,001 $^\circ$ ; 0,01  $^\circ\text{Z}$  Genauigkeit:  $\pm 0,003^\circ$ ; 0,01  $^\circ\text{Z}$ ; 0,5 g/100 ml Messzeit  $\pm 90^\circ$ : ca 1 s Wellenlänge: 589 nm Temperaturmessung: 0–99,9  $^\circ\text{C}$  Temperaturgenauigkeit:  $\pm 0,2^\circ\text{C}$  Polarimeterröhren: PRG-100-E und PRG-200-E Kalibrierung: Automatisch (menügeführt) Bedienung: Touchscreen Messwertspeicher: 999 Messungen Schnittstellen: RS-232, USB, Ethernet Betriebsspannung: 90–240 V, 50/60 Hz Maße (BxHxT): 64,5x20x36 cm ICUMSA-konform

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KS-0533
Hersteller (Marke)	Krüss
VGKL Nummer	636180000
Transporttemperatur	Raumtemperatur

