



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Krüss® Manuelles Polarimeter mit LED- Beleuchtung und schwenkbarer Abdeckung, Analysator

**1.196,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Manuelles Polarimeter mit LED-Beleuchtung und schwenkbarer Abdeckung, Analysator und Polarisator am robusten Metallstativ. Für Röhren bis 220 mm Länge. Glasröhren: 100 und 200 mm Meßbereich: 2x180° Skalenteilung: 1° Ablesbarkeit: 0,05° (mit Nonius) Lichtquelle: LED (589 nm) Stromversorgung: 100-240 V~, 4,5 V

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KS-0383
Hersteller (Marke)	Krüss
VGKL Nummer	636140000
Transporttemperatur	Raumtemperatur

