



## Krüss® Schulspektroskop nach Kirchhoff/Bunsen 1701

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Beobachtungrohr: beweglich, mit Arretierschraube Spaltrohr: feststehend, mit symmetrischem Spalt Skalenrohr: feststehende 200-teilige Skala, in Wellenlängen kalibrierbar Okular: 18 mm/90 mm Objektiv: 18 mm/180 mm Flintglasprisma: 60° Dispersion C-F = 2° 20 mm Schenkellänge, 30 mm hoch

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KS-0006
Hersteller (Marke)	Krüss

