



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



WLD-TEC® SteriMax 230 V, Elektrisches Ausglühsystem, Ausglühröhre: Ø 20 mm, Länge 161 mm

**665,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

SteriMax 230 V Ausglühen ohne Flamme! Das elektrische Ausglühsystem SteriMax mit 7-facher Winkeleinstellung Restwärmearzeige Ablage für 3 Instrumente Ausglühröhre: Durchmesser Ø 20 mm, Länge 161 mm: - Komplett aus Edelstahl - Long - Life Doppelrohrsystem - Sterilisationszeit 5-7 Sekunden - Selbstfixierende Winkeleinstellung - Erhältlich in zwei verschiedenen Größen Das elektrische Ausglühsystem SteriMax eignet sich bestens zum Ausglühen von Impfösen, Nadeln und Instrumenten. Ideal für Labore und Sicherheitswerkbänke, in denen Gas und offene Flammen nicht verwendet werden dürfen. Widerstandsfähig Das einzigartige Doppelrohrsystem aus robustem Quarzglas und verschleißfester Keramik erreicht bereits nach wenigen Minuten die optimale Ausglühtemperatur von 900°C (1650°F). Zum Ausglühen wird die Impföse einfach in das Keramikausglühröhr gehalten. Nach 5-7 Sekunden ist die Impföse sterilisiert. Ein integrierter Spritzschutz sorgt für mehr Sicherheit im Umgang mit pathogenem Material. Selbst Verschmutzungen sind kein Problem. Das Keramikausglühröhr lässt sich zum separaten Reinigen einfach aus dem Quarzglasheizelement entnehmen. Rundherum aus Edelstahl, widersteht der SteriMax auch extremen Laborbedingungen. Flexibel und sicher. Die exklusive Winkelverstellung ermöglicht eine selbstfixierende Positionseinstellung der Ausglühröhre. Das niedrige und standsichere Gehäuse erlaubt ein bequemes Arbeiten; das einzigartige Design schützt die Arbeitsfläche vor Verschmutzungen. Hervorragende passive Sicherheit: Nach längerem Gebrauch signalisiert eine Restwärmearzeige, dass die Oberfläche der Ausglühröhre heiß ist, und schützt so vor Verbrennungen. Lieferumfang: SteriMax, 230V mit 7-facher Winkeleinstellung Restwärmearzeige Ablage für 3 Instrumente Schraubendreher Impfösenhalter Impföse Bedienungsanleitung und 2 Jahren Garantie

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WT-0040
Hersteller (Marke)	WLD-TEC
VGKL Nummer	103075110
Transporttemperatur	Raumtemperatur

