



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



WLD-TEC® SteriMax basic 230V, Infrarot Impfösen-Sterilisator

737,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

SteriMax basic, 230V - Infrarot Impfösen-Sterilisator Highspeed-Ausglühen und Sterilisieren ohne Gasflamme. Bestens geeignet für alle Labore, anaerobe Arbeitsumgebungen und Sicherheitswerkbänke! Speziell fokussiertes Infrarotlicht erzeugt einen IR-HotSpot und sterilisiert Ihre Impföse bei einer Temperatur von 750 bis 1000°C in nur 5 bis 10 Sekunden mit Energie aus der Steckdose, sofort und ohne jedes Vorheizen! • Sofortige Einsatzbereitschaft ohne Aufheizphase • Keine Verbrennungsgefahr am Gehäuse (Cool-Touch) • Komfortable Touchbedienung • Effiziente Energienutzung durch Thermocontrol • Ausglühröhre aus speziellem Quarzglas • Einfachste Reinigung von Gerät und Ausglühröhre

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WT-0024
Hersteller (Marke)	WLD-TEC
VGKL Nummer	103074110
Transporttemperatur	Raumtemperatur

