



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Bandelin® SONOREX DIGITEC DT 1028 F Ultraschallbad 9,5 Liter

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Hochleistungs-Ultraschallbad mit flacher Schwingwanne zur Schnellentgasung und Probenvorbereitung im Labor. Gleichmäßige Beschallung aller Proben unabhängig von deren Größe und Anordnung. Homogenisierung oder Schnellentgasung der Proben. Eine nutzerfreundliche und leicht abwischbare Tastenbedienung dient zur einfachen Einstellung der Beschallungsdauer. Aufnahmeklammer verhindern das Kippen oder Aufschwimmen der Laborkolben. Auf dem Anzeigedisplay lässt sich die verbleibende Beschallungsdauer übersichtlich ablesen. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Beschallung erzielt. Innenmaß L x B x T: 500 x 300 x 65 mm Netzanschluss: 230 V EU-Stecker

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BL-0159
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	100733243
Transporttemperatur	Raumtemperatur

