



Bandelin® SONOSHAKE Ultraschallbad mit Bewegungseinheit

Artikelbilder



Beschreibung

Betriebsfertiges Set bestehend aus Hochleistungs-Ultraschallbad SONOREX DIGITEC DT 1028 F und Schüttelaufsatz SA 1028. Erforderliche Aufnahmeklammern EK 10 - EK 250 für Laborkolben bitte separat bestellen. Der SONOSHAKE bietet breite Einsatzmöglichkeiten bei der Probenvorbereitung in vielen Bereichen der Analytik, z.B. in der Umwelt- und Lebensmittelanalytik sowie in der medizinischen Diagnostik. Das Ultraschallbad besitzt eine Grundfläche von 500 mm x 300 mm, eine Wannentiefe von nur 65 mm und ist somit ideal für die Beschallung von Proben in Laborkolben. Die Proben können sowohl in definierter Zeit als auch im Dauerbetrieb beschallt werden. Eine Schnellentgasung über DEGAS-Funktion ist ebenfalls möglich. Der Schüttelaufsatz erlaubt durch vier verschiedene Schüttelfrequenzen sanfte bis starke horizontale Bewegung bis maximal 20 mm. Beide Vorgänge sind gleichzeitig und auch getrennt durchführbar. So werden mit definierter Schüttelfrequenz beispielsweise die Vorhomogenisierung und mit Ultraschall die Abschlusshomogenisierung in deutlich kürzerer Zeit erreicht.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|----------|
| Art.-Nr. | BL-0168 |
| Hersteller (Marke) | Bandelin |

