




Bühler® Mikrotiterplatten-Schüttler TiMix 2

Artikelbilder



Beschreibung

Beschreibung Speziell für kleine Probenmengen in MT-Platten Lieferumfang Grundgerät Basisgerät einschließlich Aufsatz für 4 Mikrotiterplatten Technische Daten Schüttelbewegung: exakt kreisend Schüttelfläche: 200 x 295 mm für 4 MT-Platten Max. Beladung: 2 kg Drehzahl-Regelbereich: 100 - 1400 min⁻¹, stufenlos Hub: 3 mm Zeitschaltuhr: 0 - 120 min / Dauerbetrieb Elektrischer Anschluss: 230 V oder 115 V, 50 / 60 Hz bei Bestellung bitte angeben Schutzart: IP 21 Wärmeabgabe: ca. 15 W Umgebungstemperatur: 5°C bis 50°C Zulässige Feuchte: ~ 85 % Außenmaße (B x T x H): 220 x 410 x 110 mm Gewicht: 8,5 kg Beladungsmöglichkeiten (Beispiele) 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NB-0123
Hersteller (Marke)	Bühler
VGKL Nummer	526161100

