



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wiggins® WS-100D Orbitalschüttler Paket, 30 mm Orbit, bis 300 U/min

2.329,08 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Deutsche Originalqualität, ideal für die Labor-Schüttel-Kultur Bürstenloser DC-Motor, geräuscharm, vibrationsarm, stabiler Betrieb, langlebig Digitales Design, PID-Steuerung des Oszillationssystems, einfach zu bedienen Dieselbe Maschine kann sowohl Rotations-Betriebsart als auch Hub-Betriebsart realisieren. Eine Vielzahl von Klemmvorrichtungen für unterschiedliche experimentelle Anforderungen. Sie können Dreieckskolben, Rundkolben, Trenntrichter usw. verwenden. Digitale Einstellung der Oszillationsgeschwindigkeit und Zeit LED-Anzeige der Oszillationsgeschwindigkeit und Zeit Geeignete Arbeitstemperatur: 5 ~ 40 ° C, geeignete Arbeitsfeuchtigkeit: 50 ~ 80% Vorwärts, Rückwärts, Pause, verschiedener Modus können frei eingestellt werden Der Host ist in der Standardkonfiguration enthalten und anderes Zubehör ist separat erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WI-1199
Hersteller (Marke)	Wiggins
Transporttemperatur	Raumtemperatur

