



Thermo Scientific Thermalmischer mit Blöcken

Artikelbilder

Beschreibung

Thermalmischer mit Blöcken Dieser vielseitige Mixer mit variabler Schüttelfrequenz- und Temperatursteuering wurde für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt und lässt sich durch ein Blockpaket ergänzen. Höhe (angloamerikanisch): 8,07 in. Breite (angloamerikanisch): 9,05 in. Dimensions (LxWxH): 130 x 230 x 205 mm Steckertyp: US, EU, UK Fassungsvermögen: 0,2 ml, 1,5 ml Länge (angloamerikanisch): 5,11 in. Orbit: 2 mm Geschwindigkeit: 250 bis 1400 U/min Versandgewicht (metrisch): 4 kg Gewährleistung und Service: 2 Jahre Zur Verwendung mit (Anwendung): ulliGenetic analysis/liliDNA and RNA extraction/liliSample preparation/liliBiochemical studies of enzymatic reactions and processes/liliExtraction of metabolites from cellular material/liliIncubation/liliAgitation/liliDigestion/liliSamples/standards for peptide mapping/li/ul Wirkleistung: 60 W Elektrische Anforderungen: 120 – 240 V Beschreibung: Mischer mit Mikroröhrchen-Block für 20 x 0.2 ml und 12 x 1.5 ml Zeitbereich: 1 min bis 96 Stunden (1 min-Schritte) Temperaturbereich (metrisch): 4 °C bis 100 °C Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0158
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

