



Thermo Scientific Thermalmischer mit Blöcken

Artikelbilder

Beschreibung

Thermalmischer mit Blöcken Dieser vielseitige Mixer mit variabler Schüttelfrequenz- und Temperatursteuerung wurde für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt und lässt sich durch ein Blockpaket ergänzen. Fassungsvermögen: 24 x 2 ml Beschreibung: Block für 24 x 2.0 ml-Mikroröhrchen Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0152
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

