



Thermo Scientific Thermalmischer mit Blöcken

Artikelbilder

Beschreibung

Thermalmischer mit Blöcken Dieser vielseitige Mixer mit variabler Schüttelfrequenz- und Temperatursteuering wurde für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt und lässt sich durch ein Blockpaket ergänzen. Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Fassungsvermögen: 0,2 ml Beschreibung: Block, 96-Well-Mikrotiterplatten oder Röhrchenstreifen (0.2 ml) Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0155
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

