



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wiggins® Schüttelinkubator, 83 Liter, RT+5 °C bis 60 °C

4.068,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Durch die Kombination eines Tischinkubators und einem doppelwirkenden Schüttler (Orbital- und Hubschüttler) bieten die **Wiggins Schüttelinkubatoren** Vielseitigkeit für eine Vielzahl von biologischen und biotechnologischen Anwendungen. Ideal für Bakteriensuspensionen, Hybridisationen, Färbungen und Entfärbungen, Stoffwechselstudien und zur Kultivierung von Zellen

- Dual-Shaking-Modi: Umlauf oder Hin- und Herbewegung
- Drehzahlbereich: 10 bis 300 U / min
- Programmierbare Rüttelbewegung
- Timer-Bereich: 10 Sek. Bis 999 Std. 59 Min. 59 Sek
- Vorwärts & Rückwärts, Pause: 10 Sek. Bis 59 Min. 59 Sek
- Wählbarer Orbitdurchmesser oder Hublänge: 20, 30, 40 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Aufsatz/Plattform !

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WI-1563
Hersteller (Marke)	Wiggins
EAN	4058072163662
Transporttemperatur	Raumtemperatur

