



## Thermo Scientific Teleshake Magnetschüttelsystem

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Teleshake Magnetschüttelsystem Nutzen Sie leistungsstarke Schüttelanwendungen mit 100 bis 2000 U/min mit diesem ferngesteuerten, verschleißfreien magnetischen Schüttelsystem. Höhe (angloamerikanisch): 1,85 in. Höhe (metrisch): 47 mm Breite (angloamerikanisch): 5,74 in. Breite (metrisch): 146 mm Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Typ: Schüttler Amplitude: 2 mm Fassungsvermögen: 1 Artikelbeschreibung: Bedieneinheit (230 V EU) im Lieferumfang enthalten Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: +5 bis +40 °C bei 95 % RH Geschwindigkeit: 100 bis 2,000 U/min Spannung: 230 V EU Temperaturbereich (metrisch): 5 deg;C bis 40 deg;C (Betriebstemperatur) Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-1147
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

