



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Fritsch® ANALYSETTE 3 Spartan Vibrations- Siebmaschine

2.398,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Zur quantitativen Partikelgrößenanalyse von Feststoffen und Suspensionen aller Art durch Trocken- oder Nass-Siebung mit gewebten Analysensieben. Umrüstbar zur Mikromühle zur Feinzerkleinerung von trockenen Laborproben oder Feststoffen in Suspension und zum Homogenisieren von Emulsionen oder Pasten. Trocken-Siebung: ja Nass-Siebung: ja Mikro-Präzisions-Siebung: nein Amplitudenregelung: manuell kalibrierbares Prüfmittel nach ISO 9001: nein

Anwendungsbereich Die Vibrations-Siebmaschine ANALYSETTE 3 SPARTAN ist das ideale Gerät zur quantitativen Partikelgrößenanalyse nach der bekannten und bewährten Siebmethode. Partikelgrößenverteilung von Feststoffen und Suspensionen aller Art können durch Trocken- oder Nass-Siebung mit gewebten Analysensieben gemessen werden. Die ANALYSETTE 3 SPARTAN kann auch zur Mikromühle zur Feinzerkleinerung von trockenen Laborproben oder Feststoffen in Suspension und zum Homogenisieren von Emulsionen oder Pasten umgerüstet werden. Arbeitsweise Die ANALYSETTE 3 ist im klassischen Sinne eine „Wurfsiebmaschine“, bei der ein elektromagnetischer Antrieb die Siebe in eine Vertikalschwingbewegung versetzt. Das Siebgut wird dabei periodisch vom Siebgewebe hochgeworfen und im Fall durch die Maschen der aufgesetzten Analysensiebe getrieben. Die Leistungsmerkmale im Überblick Schnellumrüstung zur Vibrations-Mikromühle PULVERISETTE 0 präziser Digital-Timer optische Anzeige der Amplitude einfache Handhabung und ergonomisches Design ergonomisch angebrachte Folientastatur IP65, spritzwassergeschützt recyclingfähiges Kunststoffgehäuse AUTOSIEB für WINDOWS™ zur automatischen Auswertung der Siebanalyse inklusive Siebturmverspannung EASYTWIST im Preis enthalten pro Arbeitsgang können bis zu 10 Analysensiebe und eine Siebpfanne mit je 50 mm Höhe eingesetzt werden. geprüfte Sicherheit (CE-Zeichen) 2 Jahre Garantie Ausstattung Die Vibrations-Siebmaschine ANALYSETTE 3 SPARTAN wird standardmäßig ohne Siebspanndeckel, Siebe und Siebpfanne ausgeliefert, die in verschiedenen Ausführungen angeboten werden und als Zubehör bestellt werden müssen. Das Steuerungs- und Auswerteprogramm AUTOSIEB für WINDOWS™ ist im Preis enthalten. Als Zubehör ist außerdem die neue Siebverspannung TorqueMaster lieferbar zur automatischen und reproduzierbaren Verspannung des Siebturms auf der Siebmaschine.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FR-0879
Hersteller (Marke)	Fritsch
VGKL Nummer	549803802
Transporttemperatur	Raumtemperatur

