



## Hi-Media<sup>®</sup> Thermocycler Wee 32

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

#### Wee32

Der smarte **Thermocycler** für Ihr Labor. Die Bedienung und Programmierung sind mühelos und intuitiv. Die einfache Bedienung erfolgt über ein Farb-Touchscreen.

- Schlankes kompaktes Design mit kleinem Footprint
- Android-System

- Steuerung über Handy-App
- W-LAN
- Verwaltung mehrerer Geräte über PC oder Handy-App
- E-Mail-Benachrichtigungsfunktion nach Programmende
- Große Speicherkapazität und Unterstützung von USB-Geräten

Der Thermocycler Wee32 kombiniert eine Vielzahl von fortschrittlichen Technologien.

Die Thermocycler verwenden Marlow(US)-Peltier. Das verstärkte Aluminiummodul mit Eloxierung in den Kapazitäten 4x8 erlaubt eine schnelle Wärmeleitung. Präzise, gleichmäßige Erwärmung und Kühlung gewährleistet eine überlegene Reproduzierbarkeit und Ergebnisse höchster Qualität. Hohe Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit führen zu schnellen Ergebnissen. Die maximale Rampenrate beträgt 5 °C/s.

32 x 0,2 ml (4 x 8-Layout)

Tube: 0,2 ml Einzelröhrchen oder 8-er Streifen

**Gradientenfunktion:**

Gradient Temp. Bereich: 30-100 ° C

Gradientenausbreitung: 1-30 C °

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LA1060-1NO
Hersteller (Marke)	Hi-Media
EAN	4066292687592
Packung	1 Pcs
steril	Nein

