



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN® Analysenwaage, Max 220 g, e=0,001 g, d=0,0001 g

1.530,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

ABJ-NM: Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
ABS-N: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
ACS ABS-N baugleich mit ACJ , ABJ-NM baugleich mit jedoch mit serienmäßig integrierter Datenschnittstelle RS-232 und USB Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
ABJ-NM hat OIML-Zertifikat
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-8764
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	105835323
Transporttemperatur	Raumtemperatur

