



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN® Analysenwaage, Max 320 g, e=0,001 g, d=0,0001 g

**1.730,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

ABJ-NM: Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen  $\pm 2$  °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig  
ABS-N: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte  
ACS ABS-N baugleich mit ACJ , ABJ-NM baugleich mit jedoch mit serienmäßig integrierter Datenschnittstelle RS-232 und USB Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar  
Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt  
Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage  
Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt  
ABJ-NM hat OIML-Zertifikat  
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KP-8765
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	105835324
Transporttemperatur	Raumtemperatur

