



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Ionenaustausch-Patronen aus Edelstahl (druckresistent)

1.170,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Ionenaustausch-Patronen aus Edelstahl (druckresistent) Diese Patronen aus Edelstahl sind bewährte Mischbettsysteme für vollentsalztes Wasser mit Fließraten von 300 bis 3000 l/h und werden anschlussfertig geliefert. Beschreibung: DI 2800 Ion Exchange Stainless Steel (pressure resistant) Cartridges Reinheit: 0,1 bis 20 µS/cm Typ: Ionenaustausch-Kassette Fassungsvermögen: 2.800 L Flussrate: 950 l/h Purification Method: Ionenaustausch Harztyp: Mischbett Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0035
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

